


Renouvellement des certificats des logiciels easy.soins et easy.gestion

1. Suppression des certificats existants

- Ouvrir le navigateur Firefox et aller dans le menu Outils  En haut à droite de votre écran, puis Paramètres.



Solware Life


Siège social 68 bis chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Tél. : 0825 777 666 - Fax : 0825 280 300 - contact@solware.fr - www.solware.fr


Agence Nîmes Immeuble l'Altis, 165 Rue Philippe Maupas - CS 40003 – 30035 NIMES CEDEX 1

Tél. : 04 66 27 60 70 - Fax : 04 66 27 60 69

- Dans « Général » taper dans la barre de recherche des options « certificat »



- Cliquer en suite sur « Afficher les certificats »
- Ensuite, cliquer sur « Vos certificats »



Solware Life

Siège social 68 bis chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Tél. : 0825 777 666 - Fax : 0825 280 300 - contact@solware.fr - www.solware.fr


Agence Nîmes Immeuble l'Altis, 165 Rue Philippe Maupas - CS 40003 – 30035 NIMES CEDEX 1

Tél. : 04 66 27 60 70 - Fax : 04 66 27 60 69

- Sélectionner le certificat présent expiré et cliquer sur « Supprimer »

2. Installation des nouveaux certificats

- Toujours dans l'onglet « Vos certificats », cliquer sur le bouton
« Importer ».



Solware Life


Siège social 68 bis chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Tél. : 0825 777 666 - Fax : 0825 280 300 - contact@solware.fr - www.solware.fr


Agence Nîmes Immeuble l'Altis, 165 Rue Philippe Maupas - CS 40003 – 30035 NIMES CEDEX 1

Tél. : 04 66 27 60 70 - Fax : 04 66 27 60 69

- Une fenêtre s'ouvre vous demandant de sélectionner le certificat.
Aller dans le dossier où les certificats ont été précédemment enregistrés,
Sélectionner le certificat et cliquer sur le bouton « Ouvrir ».



- Une fenêtre s'ouvre pour la saisie du mot de passe.
Renseigner le mot de passe du certificat qui vous a été envoyé et cliquer sur OK.



Solware Life

Siège social 68 bis chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Tél. : 0825 777 666 - Fax : 0825 280 300 - contact@solware.fr - www.solware.fr

Agence Nîmes Immeuble l'Altis, 165 Rue Philippe Maupas - CS 40003 – 30035 NIMES CEDEX 1

Tél. : 04 66 27 60 70 - Fax : 04 66 27 60 69

Fermer et redémarrer Firefox.

Il se peut également, que le navigateur vous indique une connexion non sécurisée.

De ce fait, il est impératif de placer une exception sur votre navigateur comme l'indique la procédure ci-dessous.

- Dans un premier temps, lancer votre navigateur **Firefox** pour obtenir le message ci-dessous :



Cliquer sur « **avancé** » comme indiqué sur la capture d'écran pour obtenir cette page :

Solware Life

Siège social 68 bis chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Tél. : 0825 777 666 - Fax : 0825 280 300 - contact@solware.fr - **www.solware.fr**

Agence Nîmes Immeuble l'Altis, 165 Rue Philippe Maupas - CS 40003 – 30035 NIMES CEDEX 1

Tél. : 04 66 27 60 70 - Fax : 04 66 27 60 69



La connexion n'est pas sécurisée

Les propriétaires de www.easy-soins.fr ont mal configuré leur site web. Pour éviter que vos données ne soient dérobées, Firefox ne s'est pas connecté à ce site web.

[En savoir plus...](#)

Signaler les erreurs similaires pour aider Mozilla à identifier et bloquer les sites malveillants

Retour

Avancé

www.easy-soins.fr utilise un certificat de sécurité invalide.

Le certificat n'est pas sûr car le certificat de l'autorité l'ayant délivré est inconnu.
Le serveur n'envoie peut-être pas les certificats intermédiaires appropriés.
Il peut être nécessaire d'importer un certificat racine supplémentaire.

Code d'erreur : [SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER](#)

Ajouter une exception...

Cliquer sur « **Ajouter une exception** » pour accéder au paramétrage final comme ci-dessous :

Solware Life

Siège social 68 bis chemin du Moulin Carron - 69570 DARDILLY

Tél. : 0825 777 666 - Fax : 0825 280 300 - contact@solware.fr - www.solware.fr

Agence Nîmes Immeuble l'Altis, 165 Rue Philippe Maupas - CS 40003 – 30035 NIMES CEDEX 1

Tél. : 04 66 27 60 70 - Fax : 04 66 27 60 69

